




# Pinnacle Blue<sup>®</sup> 20

TMP Micro Balloon Catheter

 TOKAI MEDICAL PRODUCTS

# Pinnacle Blue<sup>®</sup> 20

TMP Micro Balloon Catheter

## Specification



## Balloon Compliance

注入量 [mL]	0.05	0.1	0.15	0.2
バルーン径 [mm]	3.4	4.6	5.4	6.1

注1) 本データは、エア抜きを実施し、デッドスペースを拡張液で充填した状態からの注入量となります。

注2) 本データはin vitroで測定した参考値となります。

## Lineup

製品番号	チップ長 [mm]	有効長 [cm]	バルーン径 [mm]	バルーン長 [mm]	コーティング長 [cm]	先端部外径 [Fr. (mm)]	カテーテル外径 ディスタル/ プロキシマル [Fr./mm]	内径 [inch (mm)]	最大耐圧 [psi] <sup>o</sup>	最大ガイドワイヤー径 [inch]	適合最小ガイドワイヤー径 カテーテル内径 [inch]
PNA135S	3	135	6	10	65	2 (0.66)	2.6/2.8 (0.87/0.94)	0.020 (0.5)	750	0.018	0.038

※先端開放系における耐圧となります。

- 承認番号: 22600BZX00534000
- 高度管理医療機器(クラス4)
- 再使用禁止
- 販売名: TMPマイクロバルーンカテーテル
- 一般的名称: 中心循環系閉塞前用血管内カテーテル(32584004)
- 保険医療材料請求分類: 血管内手術用カテーテル/オクルージョンカテーテル/特殊型

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本品のご使用に際しては、添付文書を必ずお読みください。

製造販売業者

 **株式会社  
東海メディカルプロダクツ**

本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市田家町字更屋敷1485番地

お客様問い合わせ窓口

TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058

代表

TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785

URL <http://www.tokaimedpro.co.jp/>

E-mail [info@tokaimedpro.co.jp](mailto:info@tokaimedpro.co.jp)

TMP1701174-01