

**Prominent**  
Micro Catheter

**Prominent Advance**  
Micro Catheter

Prominent series catalogue

 TOKAI MEDICAL PRODUCTS

# Prominent

Micro Catheter

## 「5つ」の提案

Prominentシリーズから、  
それぞれタイプの違うマイクロカテーテルをご提案いたします。

### Prominent シリーズ

## Prominent Bta


Micro Catheter

ロング&トーチアスな血管からのアプローチに

- 下腿領域や膝下動脈以遠などの微細な血管や、側副血行路などの微細且つ強度蛇行血管からのアプローチを主眼に、柔軟性及び追従性を高めた先端30cmは1.6Frの平坦部構造を有しています。

製品番号	有効長 (cm)	全長 (cm)	先端平坦部長 (cm)	コーティング長 (cm)	先端形状	ディスタル部 外径/内径 (Fr./inch)	プロキシマル部 外径/内径 (Fr./inch)	適合最小 ガイディングカテーテル内径 (inch)	適合最大 ガイドワイヤー外径 (inch)
MCPB150-A	150	157	30	120	ストレート	1.6/0.0155	2.6/0.021	0.035	0.014

□販売名 TMPマイクロカテーテルII □医療機器製造販売承認番号 227008ZX00022000



## Prominent RAPTOR

Micro Catheter


0.018インチガイドワイヤー対応タイプ

- ロングテーパードチップ採用により、通過性を高めています。
- 0.018インチガイドワイヤーとのバランスを考慮し、シャフト強度を高めてサポート力を向上させています。



製品番号	有効長 (cm)	全長 (cm)	先端平坦部長 (cm)	コーティング長 (cm)	先端形状	ディスタル部 外径/内径 (Fr./inch)	プロキシマル部 外径/内径 (Fr./inch)	適合最小 ガイディングカテーテル内径 (inch)	適合最大 ガイドワイヤー外径 (inch)
MEP070	70	77	3	40	ストレート	1.8/0.0195	2.6/0.021	0.035	0.018
MEP090	90	97		60					
MEP135	135	142		100					
MEP150	150	157		120					

□販売名 TMPマイクロカテーテル □医療機器製造販売承認番号 216008ZZ00094000



### Prominent Advance シリーズ

## Prominent Advance Standard

Micro Catheter


プロマメント アドバンス スタンダード

トータルバランスに優れたオールマイティタイプで、  
ガイドワイヤーをサポートします。

- 適度なシャフトバランスにより、屈曲部追従性、サポート性を両立させています。

製品番号	有効長 (cm)	全長 (cm)	先端平坦部長 (cm)	コーティング長 (cm)	先端形状	ディスタル部 外径/内径 (Fr./inch)	プロキシマル部 外径/内径 (Fr./inch)	適合最小 ガイディングカテーテル内径 (inch)	適合最大 ガイドワイヤー外径 (inch)
MCP090A	90	97	3	60	ストレート	1.8/0.017	2.6/0.021	0.035	0.014
MCP135A	135	142		100					
MCP150A	150	157		120					

□販売名 TMPマイクロカテーテル □医療機器製造販売承認番号 216008ZZ00094000



## Prominent Advance NEO

Micro Catheter


プロマメント アドバンス ネオ

より強いサポート力が必要な時に

- スタンダードよりシャフト強度を高めて、サポート力を向上させています。
- 直線病変で、よりサポート力を発揮します。

製品番号	有効長 (cm)	全長 (cm)	先端平坦部長 (cm)	コーティング長 (cm)	先端形状	ディスタル部 外径/内径 (Fr./inch)	プロキシマル部 外径/内径 (Fr./inch)	適合最小 ガイディングカテーテル内径 (inch)	適合最大 ガイドワイヤー外径 (inch)
MCPH090A	90	97	2	60	ストレート	1.8/0.017	2.6/0.0205	0.035	0.014
MCPH135A	135	142		100					
MCPH150A	150	157		120					

□販売名 TMPマイクロカテーテルII □医療機器製造販売承認番号 227008ZX00022000



## Prominent Advance NEO2

Micro Catheter


プロマメント アドバンス ネオ2

ダイレクトアプローチに

- プロマメントNEOよりシャフト強度を高めて、ダイレクトアプローチにおける挿入性を向上させています。
- 有効長を60cmと短くすることでハンドリングも良好です。

製品番号	有効長 (cm)	全長 (cm)	先端平坦部長 (cm)	コーティング長 (cm)	先端形状	ディスタル部 外径/内径 (Fr./inch)	プロキシマル部 外径/内径 (Fr./inch)	適合最小 ガイディングカテーテル内径 (inch)	適合最大 ガイドワイヤー外径 (inch)
MCPMS060A	60	67	2	40	ストレート	1.8/0.017	2.6/0.0205	0.035	0.014

□販売名 TMPマイクロカテーテルII □医療機器製造販売承認番号 227008ZX00022000




# Prominent

Micro Catheter

# Prominent Advance


Micro Catheter

## Specification



※上記深度マーカーは有効長110cm以上の製品対応となります

▲Standard・NEO・NEO2・Bta



▲RAPTOR

- 一般的名称: 中心循環系マイクロカテーテル
- 特定保険医療材料請求分類:  
血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/  
選択的アプローチ型/ブレードあり(マイクロカテ・OSB)
- 高度管理医療機器: クラスIV
- 再使用禁止
- JMDNコード: 70296004

\*Prominent (práminent) とは、「卓越した、重要な」を意味します

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用する際には、必ず添付文書をお読みください。

製造販売業者

 **株式会社  
東海メディカルプロダクツ**

本社/〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地

お客様問合せ窓口 TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058

代表 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785

URL <http://www.tokaimedpro.co.jp/>

E-mail [info@tokaimedpro.co.jp](mailto:info@tokaimedpro.co.jp)

販売業者

TMP-1502103-04