

IVR

可能性を拓げる
3つのカテーテルの組み合わせ

MC | MICRO CATHETER

Carnelian[®] MARVEL

Non Taper

MARVEL S

Triaxial System

Triaxial system対応マイクロカテーテル


0.027inch内腔親カテーテルに対応

手技に応じて薬剤注入性と末梢到達性を最適化できる 2種類のプロファイル
シャフトの細径化に対応し タングステンブレード採用による視認性向上

仕様

	ディスタル 外径(Fr) / 内径(inch)	プロキシマル 外径(Fr) / 内径(inch)	適合最小ガイディング カテーテル内径(inch)	適合最大ガイド ワイヤ径(inch)	先端形状	先端柔軟部長 (cm)
MARVEL Non Taper	1.9 / 0.017	1.9 / 0.017	0.027	0.014	ストレート	20
MARVEL S	1.6 / 0.0155	1.8 / 0.0155	0.027	0.014	ストレート	20

	製品番号	有効長 (cm)	全長 (cm)	コーティング長 (cm)	マーカー数	Dead Space Volume (mL)	JANコード
MARVEL Non Taper	MXN135X	135	142	80	1	0.32	4562382434522
	MXN155X	155	162	110	1	0.35	4562382432986
	MXN160X2	160	167	110	2	0.35	4562382434515
MARVEL S	MXNS155X	155	162	110	1	0.32	4562382433013
	MXNS160X2	160	167	110	2	0.32	4562382434652



MARVEL Non Taper

- 販売名:TMPマイクロカテーテル
- 一般的名称:中心循環器系マイクロカテーテル
- 再使用禁止

- 承認番号:21600BZZ00094000
- クラス分類:高度管理医療機器 クラスⅣ
- 保険請求分類(1マーカー):血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/選択的アプローチ型/ブレードあり(マイクロカテ・OSB)
- 保険請求分類(2マーカー):血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/デタッチャブルコイル用(マイクロカテ・Oコイル)

MARVEL S

- 販売名:TMPマイクロカテーテルⅢ
- 一般的名称:中心循環器系マイクロカテーテル
- 再使用禁止

- 承認番号:22700BZX00090000
- クラス分類:高度管理医療機器 クラスⅣ
- 保険請求分類(1マーカー):血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/選択的アプローチ型/ブレードあり(マイクロカテ・OSB)
- 保険請求分類(2マーカー):血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/デタッチャブルコイル用(マイクロカテ・Oコイル)

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用する際には、必ず添付文書をお読みください。

製造販売業者



本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地

- お客様問合せ窓口 TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058
- 代表 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785
- URL <http://www.tokaimedpro.co.jp/>
- E-mail info@tokaimedpro.co.jp

販売業者