


IVR

マイクロバルーン、さらなる高みへ

MB | MICRO BALLOON

Pinnacle Blue[®] 27

TMP Micro Balloon Catheter



大径バルーンを備えたMicro Balloon Catheter

最大バルーン拡張径10mm

Carnelian Marvel NT/Sを挿通したTriple Coaxial System対応

内腔0.059inch以上のガイディングカテーテルに適合

■仕様

製品番号	カテーテル有効長 (cm)	カテーテル全長 (cm)	バルーン径 (mm)	バルーン全長 (mm)	コーティング長 (cm)	先端部外径 (Fr. [mm])
PNC125S	125	132	10	10	65	2.7 [0.91]
PNC135S	135	142				

カテーテル外径 ディスタル/プロキシマル (Fr. [mm])	内径 (inch [mm])	最大耐圧 (psi)*	最大ガイドワイヤー径 (inch)	適合最小ガイディング カテーテル内径 (inch [mm])
3.8/3.8 [1.27/1.27]	0.027 [0.69]	750	0.025	0.059 [1.50]


*先端開放系における耐圧となります。

■コンプライアンスチャート


拡張容量 (mL)	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
バルーン拡張径 (mm)	4.4	5.8	6.6	7.4	7.8	8.1	8.5	9.1	9.5	9.9

注1) 本データは、エア抜きを実施し、デッドスペースを拡張液で充填した状態からの注入量となります。

注2) 本データはin vitroで測定した参考値となります。



〈先端部構造〉



〈付属品〉

- 1mLシリンジ (バルーン拡張用)
- 1mLシリンジ (主控用)
- 三方活栓
- インサーター

- 販売名:TMPマイクロバルーンカテーテル
- 一般的名称:中心循環系閉塞術用血管内カテーテル
- 再使用禁止

- 承認番号:22600BZX00534000
- 高度管理医療機器 クラスIV
- 保険請求分類:血管内手術用カテーテル/オククリュージョンカテーテル/特殊型

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用する際には、必ず添付文書をお読みください。

製造販売業者



本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地

- お客様問合せ窓口 TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058
- 代表 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785
- URL <http://www.tokaimedpro.co.jp/>
- E-mail info@tokaimedpro.co.jp

販売業者