

MC MICRO CATHETER



■仕様

	ディスタル 外径 (Fr) / 内径 (inch)	プロキシマル 外径 (Fr) / 内径 (inch)	適合最小ガイド カテーテル内径 (inch)	適合最大ガイド ワイヤー径 (inch)	先端形状
MARVEL S 1.3	1.3/0.011	1.8/0.0155	0.027	0.010	ストレート
MARVEL S	1.6/0.0155	1.8/0.0155	0.027	0.014	ストレート
MARVEL Non Taper	1.9/0.017	1.9/0.017	0.027	0.014	ストレート
Camelion HF-S	2.6/0.027	2.8/0.027	0.041	0.025	ストレート

	製品番号	有効長 (cm)	全長 (cm)	コーティング長 (cm)	マーカー数	Dead Space Volume (mL)	最大耐圧 (psi)	JANコード
MARVEL S 1.3	MXNK155	155	162	110	1	0.31	300	4562382435987
MARVEL S	MXNS155X	155	162	110	1	0.32	600	4562382433013
	MXNS160X2	160	167	110	2	0.32	600	4562382434652
MARVEL Non Taper	MXN155X	155	162	110	1	0.35	600	4562382432986
	MXN160X2	160	167	110	2	0.35	600	4562382434515
Camelion HF-S	MCHA125	125	132	60	1	0.61	1000	4562382433990
	MCHA135	135	142	60	1	0.64	1000	4562382434478

MARVEL S 1.3

- 販売名:TMPマイクロカテーテルⅢ
- 一般の名称:中心循環系マイクロカテーテル
- 再使用禁止
- 承認番号:22700BZX00090000
- クラス分類:高度管理医療機器 クラスⅣ
- 保険請求分類(1マーカー):血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/選択的アプローチ型/ブレードあり(マイクロカテ・OSB)
- 保険請求分類(2マーカー):血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/デタッチャブルコイル用(マイクロカテ・Oコイル)

MARVEL S

- 販売名:TMPマイクロカテーテルⅢ
- 一般の名称:中心循環系マイクロカテーテル
- 再使用禁止
- 承認番号:22700BZX00090000
- クラス分類:高度管理医療機器 クラスⅣ
- 保険請求分類(1マーカー):血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/選択的アプローチ型/ブレードあり(マイクロカテ・OSB)
- 保険請求分類(2マーカー):血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/デタッチャブルコイル用(マイクロカテ・Oコイル)

MARVEL Non Taper

- 販売名:TMPマイクロカテーテル
- 一般の名称:中心循環系マイクロカテーテル
- 再使用禁止
- 承認番号:21600BZZ00094000
- クラス分類:高度管理医療機器 クラスⅣ
- 保険請求分類(1マーカー):血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/選択的アプローチ型/ブレードあり(マイクロカテ・OSB)
- 保険請求分類(2マーカー):血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/デタッチャブルコイル用(マイクロカテ・Oコイル)

Camelion HF-S

- 販売名:TMPマイクロカテーテル
- 一般の名称:中心循環系マイクロカテーテル
- 再使用禁止
- 承認番号:21600BZZ00094000
- クラス分類:高度管理医療機器 クラスⅣ
- 特定保険医療材料請求分類:血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/造影能強化型

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用する際には、必ず添付文書をお読みください。

製造販売業者



本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地

- お客様問合せ窓口 TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058
- 代表 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785
- URL <http://www.tokaimedpro.co.jp/>
- E-mail info@tokaimedpro.co.jp

販売業者

IVR

micro catheter X MICRO CATHETER

MC MICRO CATHETER

Camelion[®] MARVEL

MARVEL S 1.3 MARVEL S Non Taper

Camelion HF-S

Carnelian[®] MARVEL

MARVEL S 1.3 MARVEL S Non Taper

Co-axial Microcatheter System

Carnelian HF-SとMARVELseriesを組み合わせることで従来のマイクロカテーテルでは到達困難なより末梢血管の選択が可能となります



Carnelian[®] HF-S

Characteristic

Carnelian MARVEL S 1.3 1.3Fr/1.8Fr


- MARVELシリーズで最も細径である先端1.3Fを実現
- よりトーチアスな血管へのアプローチが可能

Carnelian MARVEL S 1.6Fr/1.8Fr

- MARVEL Non Taperを先端1.6Fr、シャフト1.8Frにロープロファイル化
- 内腔0.0155inch

Carnelian MARVEL Non Taper 1.9Fr/1.9Fr

- MARVELシリーズのスタンダードタイプ
- 多様な併用塞栓物質に対応可能な内腔0.017inch



Carnelian HF-S 2.6Fr/2.8Fr

- 10段階のトランジション構造により高いトラッカビリティとプッシュビリティを実現
- ステンレスブレード採用によりインナーカテーテルの視認性を確保
- 内腔0.027inch

