

## MC | MICRO CATHETER



Neuro

## ■GREACH®仕様

| 製品番号    | 先端形状      | JANコード        |
|---------|-----------|---------------|
| MSP157  | ストレート     | 4562382437578 |
| MSP157M | 45-6 アングル | 4562382437585 |
| MSP157F | 90-2 アングル | 4562382437592 |
| MSP157G | 90-5 アングル | 4562382437608 |
| MSP157H | 90-7 アングル | 4562382437615 |
| MSP157K | S アングル    | 4562382437639 |

## ■GREACH®共通仕様

| カテーテル有効長<br>(cm) | カテーテル全長<br>(cm) | コーティング長<br>(cm) | 最大耐圧<br>(psi)※ | マーカー数 |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------|
| 157              | 165             | 110             | 300            | 2     |

| カテーテル外径<br>ディスタル／プロキシマル(Fr.[mm]) | 内径<br>(inch[mm]) | Dead Space Volume<br>(mL) | 最大ガイド<br>ワイヤ径 (inch) | 適合最小ガイドリング<br>カテーテル内径 (inch) |
|----------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1.7[0.59]／2.4[0.80]              | 0.0165[0.42]     | 0.33                      | 0.014                | 0.038                        |

## ■Guidepost®仕様

| 製品番号    | カテーテル<br>有効長 (cm) | カテーテル<br>全長 (cm) | コーティング長<br>(cm) | 最大耐圧<br>(psi)※ | JANコード        |
|---------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|
| MCHD120 | 120               | 130              | 80              | 300            | 4562382438032 |
| MCHD130 | 130               | 140              |                 |                | 4562382438049 |

| カテーテル外径<br>ディスタル／プロキシマル (Fr.[mm]) | 内径<br>ディスタル／プロキシマル (inch.[mm]) | 最大ガイドワイヤ径<br>(inch) | 適合最小ガイドリング<br>カテーテル内径 (inch) |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 3.2／3.4<br>[1.08／1.14]            | 0.035／0.039<br>[0.89／0.99]     | 0.025               | 0.048                        |

※先端開放系における耐圧となります。

- ☐販売名:TMPマイクロカテーテルVI
- ☐承認番号:30200BZX00170000
- ☐一般の名称:中心循環系マイクロカテーテル
- ☐クラス分類:高度管理医療機器 クラスIV
- ☐再使用禁止
- ☐保険請求分類:血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/デタッチャブルコイル用(マイクロカテ・Oコイル)

- ☐販売名:TMPマイクロカテーテルV
- ☐承認番号:30300BZX000051000
- ☐一般の名称:中心循環系マイクロカテーテル
- ☐クラス分類:高度管理医療機器 クラスIV
- ☐中心循環系ガイドリング用血管内カテーテル
- ☐保険請求分類:血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/造影強化型
- ☐再使用禁止

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用する際には、必ず添付文書をお読みください。

製造販売業者



本社／〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地

お客様問合せ窓口

TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058

代表

TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785

URL

http://www.tokaimedpro.co.jp/

E-mail

info@tokaimedpro.co.jp

販売業者

安定性と遠位到達性の両立

## MC | MICRO CATHETER



# Great Reach with GREACH<sup>®</sup> and Guidepost<sup>®</sup>


GREACH<sup>®</sup>は動脈瘤コイル塞栓術用のマイクロカテーテルに必須の

- 【1】Softness:柔軟性
- 【2】Pushability:押しやすさ
- 【3】Shapability:Shapeの付けやすさ
- 【4】Durability:Shapeの保持、コイルの連続挿入に対する耐久性
- 【5】Usability:Guidepost<sup>®</sup>の併用を意識した157cm有効長

を兼ね揃えたユーザーフレンドリーなマイクロカテーテルです。  
また、Guidepost<sup>®</sup>と組み合わせることにより、  
塞栓術をサポートします。


## 【Paraclinoid Aneurysmにおける動脈瘤コイル塞栓術】

国立循環器病研究センター脳神経外科 佐藤徹先生 ご提供




Scene 1

Scene 1の  
動画公開中



Scene 2

Scene 2の  
動画公開中




Scene 3

Scene 3の  
動画公開中



※本動画は医療従事者向けの情報となります。



### Smooth Round Tip

滑らかな先端部ラウンド加工により  
ストレスフリーなデリバリー性能を実現

### 追求したコイル構造& PTFEライナー

内腔保持性と柔軟性、併用デバイスの  
挿通時抵抗の低減へのこだわり

### Slender Distal Access Catheter

細径DAC Guidepost<sup>®</sup>が  
コイル塞栓時のGREACH<sup>®</sup>をサポート

### 豊富な先端形状ラインナップ

塞栓術の活躍シーンに合わせた形状選択が可能に

#### 6種類の先端形状

